



ClearLite™ anæstesi ansigtsmasker

En klar vision for fremtiden 



Anæstesi • Anæstesi ansigtsmasker



ClearLite™ anæstesi ansigtsmasker

Et sortiment af anæstesi ansigtsmasker, som omfatter syv størrelser for at opfylde det kliniske behov hos alle patienter. Sortimentet er tilgængeligt fra størrelse 0, neonatal til størrelse 6, ekstra stor voksen.

På grund af det forbedrede anatomiske design, giver ClearLite-masken overlegen forsejling med minimalt tryk, hvilket reducerer

risikoen for unødvendigt ubehag eller potentielt traume. Den overlegne forsejling vil også hjælpe klinikerne med at yde optimal manuel ventilation af patienten både i anæstesi- og akutsituationen.

ClearLite er PVC og phthalatfri, hvilket minimerer påvirkningen af miljøet væsentligt. 

Ltvægts maske

Giver bedre greb og komfort ved brug for klinikerne

Anatomisk form

Giver optimal pasform til forskellige ansigtstyper og -størrelser. Der skal anvendes et minimum tryk for at opnå en effektiv forsejling, hvilket reducerer risikoen for utilsigtet traume og nerveskade

Gennemsigtig kuppel

Giver fremragende visualitet for at bekræfte, at patienten er godt ventileret

Reduceret maske volumen

Reducerer potentiel genånding og risikoer i forhold til øget niveau af ETCO₂



Pålidelig og sikker konnektion

Dette opnås imellem masken og respirationssystemet der anvendes. Den ISO 22 mm koniske konnektion overholder ISO 5356

Reducerer spild

Tilgængelig uden hook ring

Fleksibel ikke oppustelig maske krans

Giver en behagelig og effektiv lufttæt forsejling

Farve-kodet

Den komfortable, fleksible maske krans er farvekodet for at give hurtig og nem identifikation af den korrekte størrelse maske

Lav miljøpåvirkning

PVC og phthalat fri



 Video tilgængelig på www.intersurgical.dk



Kode	Kode uden hook ring	Beskrivelse	Antal pr. karton
 7296000	7296001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 6, ekstra stor voksen, farvekode rød, 22F	20 
 7295000	7295001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 5, stor voksen, farvekode orange, 22F	35 
 7294000	7294001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 4, voksen, farvekode grøn, 22F	35 
 7293000	7293001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 3, lille voksen, farvekode gul, 22F	35 
 7292000	7292001	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 2, barn, farvekode hvid, 22F	25 
 -	7291000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 1, nyfødt, farvekode grå, uden hook ring, 15M	30 
 -	7290000	ClearLite, anæstesi ansigtsmaske, størrelse 0, neonatal, farvekode blå, uden hook ring, 15M	40 

Lav en forespørgsel



Intersurgical Danmark, Rådhusvej 7, 1, 3520 Farum
T: +45 28 69 80 00 info@intersurgical.dk www.intersurgical.dk



Fabrikanten Intersurgical Ltd er certificeret til ISO9001: 2008, ISO13485: 2003 og ISO14001: 2015

Venligst overvej, før du printer
Sparer energi og papir. Hvis du ønsker at printe dette produktblad, venligst print på dobbeltside.

IS5.31 DK • Issue 1 09.18